

SafelyRide

No habrán heridas, no habrán moretones, lo podrás usar sin preocupaciones



En el basquetbol en silla de ruedas, los sistemas de sujeción actuales, como straps convencionales, son **incómodos, limitan la autonomía y provocan heridas.**

En respuesta a esta problemática, nuestro proyecto se centra en el desarrollo de un prototipo de cinturón diseñado específicamente para el uso en sillas de ruedas de basquetbol, promoviendo una interacción segura en la dinámica persona-silla de ruedas.

"A veces (el strap) me aprieta mucho, duele, hace heridas, o sea usarlo un rato bacán, pero después de cuatro horas **quedai chato.**"

-Raimundo Mezas

4/5 basquetbolistas en silla de ruedas se quejaron de la comodidad de los implementos

Ningún tipo de strap cumple con permitir autonomía de instalación, permitir movilidad y ser adaptable, lo cual **SafelyRide** si cumple y permite.

SafelyRide brinda

- **Optimización de la comodidad:** minimizando las molestias y reduciendo el riesgo de lesiones asociadas con la sujeción.
- **Promoción de autonomía:** permitiendo a los jugadores colocarse y ajustar el cinturón de forma autónoma.
- **Confianza en la sujeción:** el jugador no tendrá que estar constantemente revisando si está bien sujeto.
- **Mejora del rendimiento deportivo:** optimizando el rendimiento del jugador en términos de movilidad y agilidad en la silla de ruedas.


Forma de uso

1. Sentarse en la silla.
2. Tomar el cinturón **SafelyRide** con el botón rojo hacia afuera.
3. Usar la forma preferida de sujeción para enganchar el cinturón **SafelyRide** a la silla.



El color gris busca poder adaptarse a cualquier color del equipo del jugador que vaya a usar el cinturón **SafelyRide**.


Tela licra-algodón, para permitir que se estire el material y evitando sudoración excesiva. Relleno de algodón para proveer de un acolchado único.



Hebilla de cinturón de seguridad universal dos puntas, para permitir soltar rápidamente el cinturón. Cubierto de tela y acolchado para evitar golpes.



Final de cinturón que permite atornillarse directamente a la silla de ruedas, poner un mosquetón o usar un cinturón de hebilla automática.



Forma de sujeción a la silla

- Mosquetones que se enganchan a los fierros.
- Atornillar el cinturón directamente a la silla.
- Usar un cinturón de cinta extrafuerte con hebilla automática.



Uso de mosquetones



El mosquetón se usa presionando la zona móvil hacia adentro con el fierro de la silla o la mano, a continuación se engancha y suelta.

Aprendizaje del primer testeo: por reglamento la hebilla debe estar cubierta. Por ello **SafelyRide** es ahora **completamente acolchado**, cubriendo la hebilla como exige el reglamento.

3/3 basquetbolistas en silla de ruedas que participaron del testeo se sintieron cómodos y seguros

"Muy buena idea, necesitamos algo así."

- Basquetbolista que participó del testeo

"Esto tiene un gran acolchado!"

- Basquetbolista que participó del testeo

Los straps convencionales y la competencia solo se preocupa de la sujeción, prefiere **SafelyRide**, que **se preocupa de la sujeción, seguridad y de ti**, el jugador. **SafelyRide**, lo podrás usar sin preocupaciones.